

Photron



Photron FASTCAM Viewer
for High Speed Digital Imaging **4**

Ver. 4.3.0.0 新機能紹介

全般

FASTCAM Mini R3-4K に対応

4K高速度カメラのLive速度向上

UI改善

録画再生パネルのズーム機能

複数台カメラ接続

ビューウィンドウの自動整列時の列数指定

FASTCAM Mini R3-4K に対応

2024年10月17日にリリースした
「FASTCAM Mini R3-4K」に対応いたしました。


4K高速度カメラのLive速度向上

2024年10月17日にリリースした
「FASTCAM Mini R3-4K」に対応いたしました。




録画再生パネルのズーム機能追加

長時間撮影した際、確認/保存したいのは全体の中のごく一部の場合、タイムバーのドラッグで該当箇所を探すことが困難な場合がありますが、ズーム機能を追加する事で、該当箇所を探す作業がスムーズになりました。



ビューウィンドウ自動整列時の列数指定

複数カメラで同期撮影を行う際、PFV内で自動整列する事が可能ですが、列数を指定できるようになりました。
そのため任意レイアウトで整列することにも対応できるようになりました。



株式会社フォトロン

イメージングソリューション事業本部

E-mail : image@photron.co.jp

本社	〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階 TEL. 03-3518-6271 FAX.03-3518-6279
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル7階 TEL.052-232-2149 FAX.052-201-1269
豊田営業所	〒470-1206 豊田市永覚新町3-47-1 TEL.0565-30-0029
大阪営業所	〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル6階 TEL.06-7711-9066 FAX.06-7711-0266
福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル TEL.092-687-5551 FAX.092-687-5552

インターネットホームページ
<https://www.photron.co.jp/service/hsvcam/>

記載の意匠や仕様は、予告無しに変更されることがあります。
記載の製品名等は、各社の登録商標または商標です。